


ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Écouvillon usage unique Brosse Ø 6.5 mm, **tube rigide** / Canaux de 2.8 à 5.0 mm

Cette gamme d'écouvillons de nettoyage est fabriquée à partir d'un **tube rigide orange** de 200 ou 230 cm de longueur, et de brosses de 6.5 mm de diamètre à bout replié afin d'assurer la protection optimale des canaux nettoyés.

Ces écouvillons sont recommandés pour le nettoyage des canaux de diamètre supérieur à 4.0 mm, ce qui est fréquemment le cas des duodénoscopes mais concerne aussi certains coloscopes dont le diamètre du canal est voisin ou supérieur à 4.0 mm.



ÉCOUVILLON SEUL : BROSSE(S) Ø 6.5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.75 MM ORANGE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN065201RO	1	200
EN065202RO	2	200
EN065231RO	1	230
EN065232RO	2	230



Conditionnement : **boîte de 100**

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 6.5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.75 MM ORANGE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN065201R1O	1	200
EN065202R1O	2	200
EN065231R1O	1	230
EN065232R1O	2	230



Conditionnement : **boîte de 100**

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM

ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 6.5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.75 MM ORANGE

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN065201R2O	1	200
EN065202R2O	2	200
EN065231R2O	1	230
EN065232R2O	2	230



Conditionnement : **boîte de 100**

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale



* Autres dimensions sur demande

ENDOSCOPIE | Écouvillons de nettoyage pour endoscopes

Kit de nettoyage pour **duodéroscope** type **Olympus TJF Q-180V** avec écouvillon pour érecteur

Les duodéscopes de ce type ont un canal de diamètre important de 4.20 mm pour lequel les écouvillons standard de 5 mm ne procurent pas un nettoyage optimal. D'autre part, à la suite de défauts de nettoyage de l'érecteur du duodéscopes et de son logement, les consignes de nettoyage du fabricant ont évolué et recommandent l'utilisation d'un écouvillon de petit diamètre (2.30 mm) pour nettoyer l'érecteur et son logement.

La longueur à nettoyer est inférieure à 160 cm, raison pour laquelle nous recommandons des écouvillons de 200 cm qui permettent une optimisation de 15% du volume de déchets à traiter. Une longueur supérieure est inutile et aussi génératrice de perte de temps.



ÉCOUVILLON SEUL : ÉCOUVILLON DE 2.3 X 15 MM, MANCHE ROSE ERGONOMIQUE POUR LE NETTOYAGE DE L'ÉRECTEUR ET DE SON LOGEMENT

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE CM
EN000001888	7.5

Conditionnement : **boîte de 100**

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale




KIT = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON SIMPLE Ø 11 MM + ÉCOUVILLON DE 2.3 X 15 MM, MANCHE ROSE ERGONOMIQUE POUR LE NETTOYAGE DE L'ÉRECTEUR ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 6.5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.75 MM **ORANGE**

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN065201R1O-1888	1	200
EN065202R1O-1888	2	200

Conditionnement : **boîte de 100**

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

SIMPLE **OU**
DOUBLE BROSSE(S)



KIT2 = 1 ÉCOUVILLON + 1 BROSSE À PISTON DOUBLE Ø 5 + 11 MM + ÉCOUVILLON DE 2.3 X 15 MM, MANCHE ROSE ERGONOMIQUE POUR LE NETTOYAGE DE L'ÉRECTEUR ÉCOUVILLON : BROSSE(S) Ø 6.5 MM X 24 MM - TUBE FIN RIGIDE Ø 1.75 MM **ORANGE**

RÉFÉRENCE	BROSSE(S)	LONGUEUR CM*
EN065201R2O-1888	1	200
EN065202R2O-1888	2	200

Conditionnement : **boîte de 100**

Étiquette de traçabilité double et sachet à ouverture facile latérale

SIMPLE **OU**
DOUBLE BROSSE(S)

